

A silhouette of a person jumping joyfully against a sunset sky. The sun is low on the horizon, creating a bright orange and yellow glow. The person's arms are outstretched, and their legs are bent in mid-air.

Hjälp för Fot & Fotled

The logo for DeRoyal, featuring a stylized white wave or swoosh above the text "DeRoyal" and "mediroyal" below it. The text is in a serif font. The logo is positioned over the sunset background.

DeRoyal
mediroyal

Living Proof

mediroyal.se

**FOTLEDEN ÄR EN AV DE MEST
SKADEUTSATT LEDERNA I KROPPEN.**

Även en lättare stukning kan ge allvarliga konsekvenser och leda till instabilitet. Ett korrekt akut omhändertagande är viktigt för den framtida rehabiliteringen. Kompression är alltid viktigast för att stoppa blödningen och minska svullnaden. Is kan med fördel användas efter kompression för att ytterligare minska svullnad och smärta. Efter det akuta skedet är det viktigt att påbörja rehabträningen med en sjukgymnast eller naprapat. En fotledsortos är en viktig del i rehabiliteringen eftersom den både kan öka proprioceptionen från leden, minska svullnaden, ge värme, ge kompression, hjälpa till att stödja leden och kompensera för förlorad stabilitet. Det är därför vi på DeRoyal har ett av marknadens bredaste sortiment för att just passa dina behov. Vill du veta mer om vårt sortiment? Besök vår hemsida www.mediroyal.se



DeRoyal
mediroyal 



EU5001. ELASTISKT ÅTTABANDAGE

EU5001 Elastiskt åttabandage

Ett elastiskt och mycket effektivt åttaband för individuellt stöd för fotleden. Bandet kan lindas individuellt och ger stöd efter behov. Tillverkad i två storlekar som passar alla. **INDIKATIONER** Fotledsproblem, stukningar och svullnad.



STORLEK	SKOSTORLEK
Small/Medium	35-39
Large/X-Large	40-46



4016 ELASTISK FOTLED

4016 Elastisk Fotled

En elastisk fotledsortos med stabiliserande åttaband. Mesh-materialet är luftigt och ger en låg profil som gör att ortosen passar i de flesta skor. Det justerbara åttabandet ger individuellt stöd och kompression över fotleden. Kan användas för både höger och vänster. **INDIKATIONER** Fotledsproblem, stukningar och svullnad.

STORLEK	SKOSTORLEK
Small	37-40
Medium	40-43
Large	44-46
X-Large	46-



8072 ELASTISK FOTLED SPORT

8072 Elastisk Fotled Sport

Ett enkelt och smidigt fotledsskydd tillverkat av Neo-Tex för lätt stabilitet och värme. Skyddet är utformat för att värma och ge kompression lokalt över fotleden. Kardborrnäppning för enkel och smidig applicering. Modellen är försedd med ett extra stabiliserande åtta-band över fotleden. Bandet justeras efter önskad stabilitet och stängs med kardborren. Kan användas för både höger och vänster. **INDIKATIONER** Fotledsproblem, stukningar och svullnad.

STORLEK	SKOSTORLEK	OMKRETSMÅTT, FOTLEDSKNÖLARNÄ
X-Small	35-37	18-20 cm
Small	37-39	20-22 cm
Medium	39-40	22-24 cm
Large	40-42	24-26 cm
X-Large	43-	26-28 cm



EU5401 MALLEUM CO-TEX

EU5401 Malleum Co-Tex

En ny fotledsortos med silikonpelletter för att ge optimal kompression över fotleden. Svullnad är en vanlig orsak till nedsatt ledrörlighet. Malleum Co-Tex är tillverkad i ett speciellt material som ger hög kompression och stöd för fotleden. Genom att använda ortosen under aktivitet minskar risken för att leden svullnar. Silikonpelletterna i kombination med kompressionen leder också till ökad receptivitet från leden. Kan användas för både höger och vänster. På grund av den högre kompressionen i DeRoyal Co-Tex ortoserna skall de endast användas under aktivitet. Personer med nedsatt sensibilitet eller cirkulation ska inte använda ortoserna utan att rådgöra med läkare först. **INDIKATIONER** Fotledsproblem, stukningar och svullnad.

STORLEK	OMKRETSMÅTT, FOTLEDSKNÖLARNNA
X-Small	17-19 cm
Small	19-21 cm
Medium	21-23 cm
Large	23-25 cm
X-Large	25-27 cm
XX-Large	27-29 cm



EU5402 MALLEUM CO-TEX PLUS

EU5402 Malleum Co-Tex Plus

En ortos som kombinerar kompression med extra stöd. Tillverkad av ett speciellt material med hög kompression över leden samt silikonpelletter. För extra stöd finns ett elastiskt korbarrband som kan appliceras individuellt. Genom att använda ortosen under aktivitet minskar risken för att leden svullnar. Kan användas för både höger och vänster. På grund av den högre kompressionen i DeRoyal Co-Tex ortoserna skall de endast användas under aktivitet. Personer med nedsatt sensibilitet eller cirkulation ska inte använda ortoserna utan att rådgöra med läkare först. **INDIKATIONER** Fotledsproblem, stukningar och svullnad.

STORLEK	CM-MÅTT, FOTLEDSKNÖLARNNA
X-Small	17-19 cm
Small	19-21 cm
Medium	21-23 cm
Large	23-25 cm
X-Large	25-27 cm
XX-Large	27-29 cm



AB2340 FOTLEDSSTÖD RECOVERY

AB2340 Fotledsstöd Recovery

Detta anatomiskt anpassade fotledsstöd är fodrat med ett speciellt trögelastiskt skum som anpassar sig till fotleden för bästa individuella passform. Fotledsstödet ger bra kompression och används under den akuta fasen för att stabilisera en skadad fotled. Kombinationen av de två elastiska banden och det unika fodret ger möjlighet till mycket bra kompression. Fotledsstödet är designat för att kombinera högsta funktion med bästa passform. Kan användas för både höger och vänster. **INDIKATIONER** Vid akuta fotledsskador.

STORLEK
Universal

OMKRETSMÅTT, FOTLEDSKNÖLARN
15-34 cm



AB2360 FOTLEDSSTÖD DEROYAL AIR

AB2360 Fotledsstöd DeRoyal Air

Ett fotledsstöd med två luftblåsor för en effektiv kompression och immobilisering. Finns i tre storlekar varav barnstorleken inte är pumpbar utan har ett konstant tryck. Kardborrband gör det enkelt att justera både omfång och storlek på fotplattan. Kan användas för både höger och vänster. **INDIKATIONER** Vid akuta fotledsskador och instabilitet.

ART.NR	STORLEK	LÄNGD	OMKRETSMÅTT, FOTLEDSKNÖLARN
AB2360	Standard	25 cm	15-34 cm
AB2361	Small	21,5 cm	15-26 cm
AB2362	Barn	15 cm	12-20 cm



AB2000 DEROYAL FUNCTIONAL ANKLE BRACE

AB2000 DeRoyal Functional Ankle Brace

Ett stabilt ledat fotledsstöd tillverkad av formsprutad HDPE-plast. Ger ett bra stöd lateralt/medialt under aktivitet utan att störa dorsal-plantarflexionen. Ortosen har foder tillverkade i PE-skum med slutna celler. Elastiska kardborrband ger en jämn kompression runt fotleden. Tar minimalt med plats i skon. Fotplattan är täckt med ImpacTec™ för stötupptagning och komfort. Kan användas för både höger och vänster.

INDIKATIONER Laterala eller mediala ligamentskador i fotleden, lätt till kraftig instabilitet i fotleden.

STORLEK	SKOSTORLEK
X-Small	35-38
Small	38-40
Medium	41-44
Large	44-47



AB2140 DEROYAL ELEMENT® SPORT ANKLE

AB2140 DeRoyal Element® Sport Ankle

Element® Sport är en ny fotledsortos som kombinerar fördelarna med en ledad ortos och en kompressionsortos. Element® har ett unikt X-system för hälen som ger ett bra individuellt stöd i kombination med kompression över fotleden. Detta kombinerat med de ledade plastdelarna ger en unik funktion.

Ortosen ger ett otroligt bra stöd medialt och lateralt i kombination med kompression över ledens mjukdelar. Stängs upptill med hjälp av ett elastiskt kardborrband. Höger och vänsterutförande på ortosen. **INDIKATIONER** Laterala eller mediala ligamentskador i fotleden, medel till kraftig instabilitet i fotleden.

STORLEK	SKOSTORLEK
Small	35-39
Medium	40-44
Large	44-48

Specificera höger- eller vänstermodell vid beställning.



8073 ACTIVE ANKLE

8073 Active Ankle

Ett ledat fotledsstöd tillverkat i formsprutad plast. Ger ett bra stöd lateralt och mediallyt under aktivitet. Foder tillverkat i PE-skum med slutna celler. Ett brett band runt fotleden gör appliceringen enkel. Kan användas för både höger och vänster. **INDIKATIONER** Lateral eller mediala ligamentsskador i fotleden, lätt till kraftig instabilitet i fotleden.

STORLEK	SKOSTORLEK	STORLEK	SKOSTORLEK
X-Small	35-37	Medium	42-44
Small	38-41	Large	45-48



AB2900 DEROYAL SPORTS ORTHOSIS

AB2900 DeRoyal Sports Orthosis

Ett mycket funktionellt fotledsstöd i snörmodell. Tillverkad av ballistiskt nylon för maximal slitstyrka. Har dubbla åttaband för att stabilisera fotleden individuellt. Banden fästs på motstående sida och gör att foten kan stabiliseras effektivt. Banden ger ett otroligt bra funktionellt stöd och gör att ortosen får en mycket låg profil. Passar med fördel i trånga skor. Kan användas för både höger och vänster. **INDIKATIONER** Lateral och mediala ligamentsskador i fotleden, lätt till måttlig instabilitet i fotleden.

STORLEK	OMKRETSMÅTT, FOTLEDSKNÖLARNA	
X-Small	16-18 cm	Large 22-24 cm
Small	18-20 cm	X-Large 24-28 cm
Medium	20-22 cm	XX-Large 28-32 cm



8075 DEROYAL SPORT BRACE

8075 DeRoyal Sport Brace

Ett funktionellt fotledsstöd i snörmodell i höger och vänsterutförande. Bygger på att ortosen stabiliserar hälen individuellt med hjälp av ett band som går medialt-lateralt. Ett enkelt åttaband ger sedan individuellt stöd efter justering. Har plastförstärkningar som ligger både mediallyt och lateralt som kan tas ur. Tillverkad av nylon för optimal slitstyrka och fodrad med andningsaktivt Soft-tex. Höger och vänsterutförande. **INDIKATIONER** Lateral och mediala ligamentsskador i fotleden, lätt till kraftig instabilitet i fotleden.

STORLEK	CM, FOTLEDSKNÖLARNA	
X-Small	18-20 cm	Large 24-26 cm
Small	20-22 cm	X-Large 26-28 cm
Medium	22-24 cm	XX-Large 28-30 cm

Specificera höger- eller vänstermodell vid beställning.



1542 QUEST AIR WALKER

1542 Quest Air Walker

Quest är en ny typ av walker som kombinerar uppblåsbara kammare med traditionell immobilisering. Ger en mycket effektiv och komfortabel immobilisering av fot, fotled och underben. Pumpen är integrerad upptill i fodret. Fasta kardborrband ger en stabil fixering och den breda basen ger en stabil walker med en låg profil. Slitsulan är tillverkad av PU och har en rullsula för att förenkla avveckling. **INDIKATIONER** Måttliga till kraftiga fotledsskador, stabila fot och fotledsfrakturer.

STORLEK	SKOSTORLEK	HÖJD	OMKRETS
Small	35-39	37,5 cm	38 cm
Medium	39-42	40 cm	48 cm
Large	43-45	42,5 cm	66 cm
X-Large	45-	42,5 cm	68 cm



SL8001 SAMSON WALKER

SL8001 Samson Walker

En beprövad walker som funnits länge i DeRoyals sortiment. Erbjuder en bra stabilitet lateralt/medialt samt fixering i neutralposition 90°. Fotdelen är designad för att motverka dorsalflexion i metatarsallederna under hela rehabiliteringen. Den låga hälhöjden i kombination med den rundade sulan ger en optimal avveckling och funktion. Cirkulära band ger kompression och stöd för att motverka svullnad. Innesulan är tillverkad i ett tryckavlastande och stötupptagande PU material. Yttersulan är tillverkad av slitstarkt karbongummi. **INDIKATIONER** Måttliga till kraftiga fotledsskador, stabila fot- och fotledsfrakturer.

STORLEK	SKOSTORLEK
Small	35-39
Medium	39-42
Large	43-45



1549 INLINE AIR WALKER

1549 Inline Air Walker

En fotledswalker för effektiv stabilisering och immobilisering av fotleden. Walkern har också inbyggda luftkammare som kan pumpas för en effektiv kompression. Detta ger både en större stabilitet och högre kompression. Ortosen har en stängd häl och en behandlad sula för bättre grepp. Polstringen är tillverkad av skum med öppna celler för maximal ventilation. Kardborrbanden kan enkelt justeras individuellt. **INDIKATIONER** Måttliga till kraftiga fotledsskador, stabila fot- och fotledsfrakturer.

STORLEK	SKOSTORLEK
Infant (3-8 år)	25-30
Small	35-39
Medium	40-43
Large	44-47



1550 INLINE AIR WALKER KORT

1550 Inline Air Walker Kort

Samma som 1549 men 10 cm kortare modell. En fotledswalker för effektiv stabilisering och immobilisering av fotleden. Walkern har också inbyggda luftkammare som kan pumpas för en effektiv kompression. Detta ger både en större stabilitet och högre kompression. Ortosen har en stängd häl och en behandlad sula för bättre grepp. Polstringen är tillverkad av skum med öppna celler för maximal ventilation. Kardborrbanden kan enkelt justeras individuellt. **INDIKATIONER** Måttliga till kraftiga fotledsskador, stabila fot- och fotledsfrakturer.

STORLEK	SKOSTORLEK
Small	35-39
Medium	40-43
Large	44-47



1553 INLINE WALKER

1553 Inline Walker

En konventionell fotledswalker med skenor för stabilisering och immobilisering av fotleden. Ortosen har en stängd häl och en behandlad sula för bättre grepp. Polstringen är tillverkad av skum med öppna celler för maximal ventilation. Kardborrbanden kan enkelt justeras individuellt. **INDIKATIONER** Måttliga till kraftiga fotledsskador, stabila fot- och fotledsfrakturer.

STORLEK	SKOSTORLEK
Barn (3-8 år)	25-30
Small	35-39
Medium	40-43
Large	44-47



1555 INLINE WALKER KORT

1555 Inline Walker Kort

Samma som 1553 men 10 cm kortare modell. En konventionell fotledswalker med skenor för stabilisering och immobilisering av fotleden. Ortosen har en stängd häl och en behandlad sula för bättre grepp. Polstringen är tillverkad av skum med öppna celler för maximal ventilation. Kardborrbanden kan enkelt justeras individuellt. **INDIKATIONER** Måttliga till kraftiga fotledsskador, stabila fot- och fotledsfrakturer.

STORLEK	SKOSTORLEK
Small	35-39
Medium	40-43
Large	44-47



SL1202 LEDAD WALKER

SL1202 Ledad Walker

Denna walker kombinerar medial/lateral stabilitet med kontroll över dorsal-plantarflexion. Den ger ett bra stöd och stabilitet. Den ställbara leden kan justeras i 10° intervall, både i flexion och extension. Leden kan även låsas helt och användas som en traditionell walker. Kan enkelt tas av för kontroll av fotleden samt vid rehabilitering. Innersulan är tillverkad av ImpacTec™ ett mycket stötupptagande material med låg profil för bästa patientkomfort. Den låga hälhöjden bidrar till ett så normalt gångmönster som möjligt för att undvika belastningsskador. **INDIKATIONER** Post-Operativt vid hälsenerupturer, mjukdelsskador i underbenet, stressfrakturer i underben och fot samt stabila fotledsfrakturer.



STORLEK	SKOSTORLEK
Small	35-39
Medium	40-43
Large	44-47



NS2000 DEROYAL NATTSKENA

NS2000 DeRoyal Nattskena

En stabil nattskena som ger en effektiv dorsalflexion av foten/fotleden. Ortosen har en låg profil och är designad med extra band som stabiliserar fotplattan effektivt. Välpolstråd för optimal komfort. Ytterligare dorsalflexion kan uppnås genom medföljande kilar. Klädseln kan tas av och tvättas.

INDIKATIONER Plantar fasciit, achillestendinit.

STORLEK	SKOSTORLEK
Small	35-39
Medium	40-43
Large	44-47

4300 Kontrakturortos AC-Boot

En smidig ortos för att förhindra kontrakturer och trycksår. Tillverkad i formsprutad HDPE-plast och fodrad med andningsaktivt Vel-Foam material för optimal hudkomfort. Ortosen är välpolstrad för att förhindra uppkomst av trycksår. Den appliceras enkelt med hjälp av två kardborrband. Baktill finns en anti-rotationsbar som kan fällas ut för att förhindra rotation. Om två ortoser används kan dessa sammankopplas med hjälp av dessa. Sulan på ortosen är endast till för att kunna gå kortare sträckor i rummet. Sulan kan tas av vid behov. Extra foder kan beställas separat.

INDIKATIONER Totalavlastning av hälsår/trycksår, förebygga kontrakturer i fotleden och motverka rotation i höften eller knäleden postoperativt.



4300 KONTRAKTURORTOS AC-BOOT

STORLEK
Universal

SKOSTORLEK
35-48



M3040 AVLASTNINGSKUDDAR FÖR HÄLSÅR

M3040 Avlastningskuddar för hälsår

En mycket effektiv ortos för hälsårsprofylax. Patienter som är sängliggande med dålig cirkulation lider stor risk för hälsår. Tillverkade i bomullsmaterial med fiberfill polstring som är luftig och tryckavlastande. Bomullsband med kardborre håller ortosen på plats. Säljs parvis. **INDIKATIONER** Trycksårsprofylax för häl och fot, minskande av hudfriktion.

STORLEK
Universal

SKOSTORLEK
35-48


DeRoyal[®]
mediroyal 

Mediroyal Nordic AB
Box 7052, 192 07 Sollentuna. Sweden
Visiting address: Staffans väg 6B. Sollentuna
Tel +46 8 506 766 00 Fax: +46 8 506 766 90

www.mediroyal.se
info@mediroyal.se

Living Proof
mediroyal.se